

MEDELA KOLFWIJZER



Freestyle™



SwingMaxi™



Swing™



Harmony™



Symphony™ (alleen te huur)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | | | | | |
|--|---|-------------|------------|---|---|
| Medela 2-Phase Expression technologie ¹ | • | • | • | • | • |
| PLUS Initiatietechnologie ¹ | | | | | • |
| Optimaal kolfrim bij gekozen vacuüm ¹ | • | • | • | | • |
| Dubbelzijdig afkolven: meer melk met hogere voedingswaarde, in de helft van de tijd ¹ | • | • | | | • |
| Enkelzijdig afkolven | • | • | • | • | • |
| Oplaadbare lithium ion accu | • | | | | |
| Te gebruiken op batterijen (niet meegeleverd) | | • (6 x AAA) | • (4 x AA) | | |
| Digitaal display | • | | | | • |
| Persoonlijke geheugenfunctie | • | | | | |
| | | | | | |

ACCESSOIRES

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|------------------------|---------------------|
| Afkolfsset(s) | • (2) | • (2) | • (1) | • (1) | los aan te schaffen |
| Kolftas | • | | | | |
| Moedermelkflesjes incl afsluitdeksel | • (4) | • (2) | • (1) | • (1) | in afkolfsset |
| Flesstandaard | • (2) | • (2) | • (1) | • (1) | |
| Geschikt voor meerdere maten Medela PersonalFit | • | • | • | • | • |
| borstschilden ² Koeltasje met gevormd koelelement | • | | | | |
| Calma - veilig en makkelijk combineren van borst en fles ^{1,3} | • | • | • | afhankelijk van versie | |

UW SITUATIE - ONZE AANBEVELING

*** = best geschikt ** = geschikt * = eventueel geschikt

| | | | | | |
|--|-----|-----|----|----|-----|
| Borstvoeding is goed op gang, moeder heeft geen problemen met haar melkproductie en de baby drinkt goed en regelmatig aan de borst. | *** | *** | ** | ** | |
| Borstvoedingsuitdagingen voor moeder of baby, moeder heeft hulp nodig bij het op gang brengen, opbouwen of in stand houden van de melkproductie. | | | | | *** |
| De borstvoeding is goed op gang, moeder is afhankelijk van een borstkolf voor de borstvoeding. | *** | ** | * | | *** |

¹ Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

² Gebruik van juiste maat borstschild is essentieel. Kijk op medela.nl/juistemaat

³ Ontwikkeld voor afgekolfde moedermelk

