

medela 

mother's milk,
everyday amazing™

Medela borstkolven met Flex™ technologie

Een nieuwe kolfervaring,
volledig afgestemd op jou



NIEUW

Medela Flex™ borstkolven

Een nieuwe kolfervaring, volledig afgestemd op jou



Hoek van 105° voor
betere pasvorm en
melkstroom

Overloopbeveiliging
(gesloten systeem) waardoor
je kunt kolven in een
comfortabele houding
die jij prettig vindt

Ovale vorm kan
360° worden
gedraaid

Zachte, gladde,
flexibele rand

Verkrijgbaar in
vier verschillende
schachtmaten –
onze maatwijzer
helpt je de juiste
maat te vinden

Elke moeder is anders, van de vorm van haar borsten en tepels tot haar levensstijl. Onze nieuwe borstkolven met Flex™ technologie zijn de eerste die zijn ontworpen om zich aan te passen aan jouw vorm, om efficiënt en comfortabel te kunnen kolven.



Het PersonalFit Flex™ borstschild

Het nieuwe PersonalFit Flex™ borstschild is ontwikkeld met de hulp van een team onderzoekswetenschappers en moeders die borstvoeding geven. Door het ontwerp past het zich gemakkelijk aan jouw vorm aan en helpt het je melkstroom bevorderen doordat druk op de melkkanalen wordt voorkomen. Dit maakt het voor elke moeder gemakkelijker om de kolfhouding te vinden die voor haar het meest comfortabel is. Het resultaat? Comfortabeler, efficiënter kolven, afgestemd op jou.



2-Phase Expression® technologie

Als je baby aan de borst drinkt, zuigt hij eerst snel om de melkstroom op gang te brengen, daarna langzamer om te drinken. De Medela 2-Phase Expression® technologie imiteert deze instinctieve ritmes, wat zorgt voor een natuurlijker gevoel en een prettigere kolfervaring.

Dubbelzijdig kolven

Onderzoek toont aan dat de unieke combinatie van dubbelzijdig kolven met de Medela 2-Phase Expression® technologie meer melk oplevert, met een hogere energiewaarde en in minder tijd dan nodig is om enkelzijdig twee flessen af te kolven.

Meer melk en meer comfort, getest bij moeders

Onze onderzoekswetenschappers hebben het PersonalFit Flex™ borstschild getest in vier klinische studies met borstvoedende moeders. Met meer dan 1.000 afkolfsessies hebben ze aangetoond dat het comfortabeler en efficiënter is. Zoals elk Medela product, zijn onze Flex™ borstkolven ontworpen om borstvoeding geven gemakkelijker te maken, zodat je je baby langer jouw kostbare melk kunt voeden.



Moedermelk is wonderbaarlijk. Het is de beste start die je je baby kunt geven. Medela werkt al meer dan 50 jaar samen met onderzoekers op het gebied van moedermelk. Wij ondersteunen graag alle moeders die hun baby moedermelk geven met onze kennis, deskundigheid en unieke reeks producten, waaronder onze in Zwitserland vervaardigde borstkolven, de vertrouwde keuze van deskundigen wereldwijd.

De Flex™ borstkolven van Medela

Swing Flex™

Om snel en efficiënt af te kolven, wanneer jij dat nodig hebt



Swing Maxi Flex™

Voor dat extra flesje, in de helft van de tijd



Freestyle Flex™

De flexibiliteit om altijd en overal te kolven



Soort borstkolf	Enkel, elektrisch	Dubbel, elektrisch	Dubbel, elektrisch
Aanbevolen gebruik	Incidenteel	Dagelijks	Dagelijks
Gemakkelijk te gebruiken en comfortabel	•	•	•
PersonalFit Flex™ borstschild	•	•	•
Instelbare vacuümsterkte	•	•	•
Vacuümbereik	-45 mmHg tot -245 mmHg	-45 mmHg tot -245 mmHg	-45 mmHg tot -245 mmHg
2-Phase Expression®	•	•	•
Overloopbeveiliging (gesloten systeem)	•	•	•
BPA-vrij	•	•	•
Te koppelen aan de MyMedela app			•
Verlichte display die sessietimer, accustatus, vacuümniveau, Bluetooth-verbinding enz. toont			•
USB-lader			•
Werking op batterijen	Tot 1 uur (batterij niet meegeleverd)	Tot 1 uur (batterij niet meegeleverd)	Tot 8 dubbele afkolfsessies ingebouwde oplaadbare accu
Alles-in-één oplossing om afgekolfd melk te bewaren, te koelen en te vervoeren			Koeltas, flesjes en draagtas
Gewicht	200 g excl. batterijen	220 g excl. batterijen	> 300 g incl. oplaadbare accu
Afmetingen	12x13x5,7 cm	12x13x5,7 cm	14,8x6,6x4,6 cm

*Klinische studies, PersonalFit Flex vergeleken met PersonalFit, de gegevens zijn opvraagbaar (NCT02496429, NCT02492139, NCT02719548, NCT03091985).

Meer hulp en advies over het voeden van moedermelk en Medela's borstkolven en andere producten vind je op www.medela.nl/flex, www.medela.be/flex