



Continuïteit van zorg verzekeren voor moeders en baby's

Medela wil moeders met de juiste technologie op het juiste moment ondersteunen zodat zij hun baby's met moedermelk kunnen voeden zo lang als ze zelf wensen. Door een Symphony® te huren en PersonalFit™ PLUS voor thuisgebruik te kopen, kunnen moeders van hetzelfde comfortabele¹ en efficiënte¹ systeem blijven genieten waarmee ze in het ziekenhuis zijn begonnen. Dit kan hen geruststellen dat ze dezelfde uitstekende zorg blijven krijgen en kan hen meer vertrouwen geven om op lange termijn te kolven.

PersonalFit™ PLUS afkolfsets voor Symphony®

Meer melk. Meer comfort. Meer efficiëntie.



Een kolfplossing voor elke belangrijke fase

Moeders en baby's in het ziekenhuis ondersteunen

De Symphony® borstkolf van ziekenhuis-kwaliteit heeft een uniek INITIATE-programma dat ontwikkeld is om het zuig- en pauzeerpatroon van een voldragen baby in de eerste dagen van de lactatie te imiteren. Deze kolf kan worden gebruikt door moeders die afhankelijk zijn van een borstkolf om hun melkproductie te stimuleren en op te starten.

Moeders kunnen daarna op het MAINTAIN-programma van de Symphony® overschakelen. Dit maakt gebruik van de 2-Phase Expression® technologie van Medela, m.a.w. een kolfpatroon dat zich baseert op de manier waarop baby's aan de borst zuigen als de lactatie op gang is gekomen. Dit programma is ontwikkeld om de melkproductie te optimaliseren zodra de productie op gang is gekomen (ongeveer twee tot vier dagen na de geboorte). Deze op onderzoek gebaseerde programma's hebben bewezen dat ze een adequate melkproductie voor de toekomst helpen opbouwen.¹

Wanneer de Symphony® borstkolf met de PersonalFit™ PLUS afkolfset wordt gebruikt in plaats van het standaard ontwerp, wordt er tijdens een kolfsessie van 15 minuten 11% meer melk verkregen en wordt de borst 4% efficiënter geledigd.² Over het algemeen betekent dit dat er grotere volumes van moedermelk van eigen moeders in het ziekenhuis aanwezig zijn, waardoor baby's sneller de NICU en het ziekenhuis mogen verlaten³ omdat ze minder vaak ziek zijn⁴ en hun neurologische ontwikkeling beter verloopt.⁵

Voor moeders die een keizersnede ondergingen of herstellen van een zware bevalling, is de PersonalFit™ PLUS bijzonder handig omdat ze dankzij de overloopbeveiliging in een meer ontspanning houding kunnen kolven. Het is ook klinisch bewezen dat PersonalFit™ PLUS voor een meer comfortabele kolfervaring zorgt, aangezien 100% van de moeders de pasvorm van het borstschild als positief bestempelt.⁶

Voorbereiden op het leven thuis


Over het algemeen blijven moeders na de bevalling gemiddeld steeds minder lang in het ziekenhuis. In sommige gevallen worden ze zelfs al ontslagen nog voordat hun melkproductie op gang is gekomen. In andere gevallen moet de baby in het ziekenhuis blijven terwijl de moeder heen en weer pendelt tussen het ziekenhuis en haar huis.

Het is belangrijk dat moeders in deze situaties dezelfde hoogwaardige zorg krijgen ongeacht waar ze kolven. Professionele zorgverleners kunnen moeders ondersteunen door hen aan te bevelen een Symphony® van een verhuurpunt of apotheek te gebruiken in combinatie met een PersonalFit™ PLUS afkolfset. Op die manier kunnen moeders thuis even effectief hun melkproductie opstarten en vervolgens opbouwen als in het ziekenhuis.

Een juiste maat van borstschild waarborgen

Omdat de PersonalFit™ PLUS borstschilden voor een goede pasvorm beschikbaar zijn met verschillende schachtmaten, moeten moeders op voorhand hun tepel meten zodat zijzelf of een familielid de diameter kennen wanneer ze de kolf ophalen.

Medela beschikt over een eenvoudige maatwijzer voor borstschilden, die duidelijk uitlegt hoe ze dit moeten doen. De basisbeginselen worden rechts in een grafiek toegelicht.



Kansen voor verhuurpunten

Moeders helpen hun kolf- en borstvoedingsdoelstellingen te bereiken, is een krachtig instrument om een grote klantloyaliteit en sterk klantbehoud te creëren. Het geeft ook de kans om moeders met meer producten te ondersteunen naarmate hun gezinnen nieuwe levensfasen bereiken.


Van extra flessen voor het bewaren van moedermelk tot borstverzorgingsproducten, luiers, reinigingsmiddelen en zoveel meer ... cross-selling is een enorme kans. En omdat het, vooral in de eerste dagen na de geboorte, vaak familieleden of goede vrienden zijn die op vraag van de moeder naar het verhuurpunt gaan, wordt het klantenverkeer nog verder gestimuleerd.

Een positieve klantervaring is cruciaal voor dit succes, en het zorgniveau en gebruiksgemak van de Symphony® en PersonalFit™ PLUS dragen ertoe bij dat moeders optimaal tevreden zijn over hun huurervaringen.



Melkproductie nabootsen

Na de geboorte van een baby verloopt de melkproductie bij een moeder in drie fasen: initiëren, opbouwen en in stand houden. De Symphony® heeft unieke zuigpatronen die het voedingsgedrag van een baby tijdens elke fase imiteren.¹



Moeders op lange termijn ondersteunen

Zodra de melkproductie op peil is, kunnen moeders die van een borstkolf afhankelijk zijn de Symphony® borstkolf met de PersonalFit™ PLUS blijven gebruiken om regelmatig te kolven. Dit levert moedermelk op en helpt om de melkproductie in stand te houden. Zelfs wanneer er uitsluitend wordt gekolfd, blijft het comfortniveau van de PersonalFit™ PLUS een belangrijk voordeel. Bovendien hebben thuisgebruikers minder instructies vóór gebruik en minder aanhoudende ondersteuning nodig omdat de PersonalFit™ PLUS afkolfsets gemakkelijker te gebruiken, hanteren en reinigen zijn dan standaard ontwerpen.^{6,7}

Ook moeders die niet van de borstkolf afhankelijk zijn en gedurende de eerste maand een adequate melkproductie hebben opgebouwd (door borstvoeding, kolven of een combinatie van beide), moeten regelmatig kolven om hun melkproductie in stand te houden wanneer ze van hun baby gescheiden zijn. En er zijn moeders die af en toe kolven om een andere zorgverlener hun baby te kunnen laten voeden.

De keuze van borstkolf om thuis te gebruiken is afhankelijk van hoe vaak een borstvoeding door kolven wordt vervangen; bijvoorbeeld, als moeders slechts af en toe kolven kan een borstkolf voor persoonlijk gebruik een optie zijn.⁸ Borstkolven voor persoonlijk gebruik van Medela met Flex™ technologie zijn uitgerust met borstschilden met dezelfde beproefde voordelen als PersonalFit™ PLUS.

Medela biedt kolvende moeders een zorg van ziekenhuisniveau, ongeacht of ze ieder uur, elke dag of slechts zo nu en dan kolven.

Alleen Medela

Met behulp van een meetinstrument voor de melkstroom om de toeschietreflex te meten, konden onderzoekers van Medela vaststellen dat er bij dubbel kolven gemiddeld 18% meer melk wordt verkregen dan wanneer elke borst afzonderlijk wordt afgekolfd.⁹ De afgekolfde melk had bovendien ook een hogere energiewaarde.⁹ Daarom raadt Medela aan om een dubbele PersonalFit™ PLUS afkolfset bij de Symphony® te gebruiken.



Bekijk de bewijzen

1 Meier PP et al. J Perinatol. 2012; 32(2):103–110. 2 Prime DK et al. 6th ABM Europe Conference, Rotterdam, NL; 2018. 3 Schanler RJ et al. Pediatrics. 2005; 116(2):400–406. 4 Meier PP et al. Clin Perinatol. 2010; 37(1):217–245. 5 Vohr BR et al. Pediatrics. 2006; 118(1):e115–e123. 6 Clinical study. (NCT02492139). 2016. 7 Clinical study. (NCT02496429). 2015. 8 Meier PP et al. J Perinatol. 2016; 36(7):493–499. 9 Prime DK et al. Breastfeed Med. 2012; 7(6):442–447.

Ontdek wat PersonalFit™ PLUS voor de volgende generatie kan betekenen. Ga naar medela.nl/pfp, medela.be/pfp of neem contact op met je Medela vertegenwoordiger