

**medela**   
mother's milk,  
everyday amazing™

Voor verpleegkun-  
digen op de NICU  
en kraamafdeling

De nieuwe maatstaf  
in afkolven voor de  
NICU en kraamafdeling

**PersonalFit™ PLUS afkolfsets voor Symphony®**

Meer melk. Meer comfort. Meer efficiëntie.



PersonalFit™ PLUS voor Symphony® is een innovatieve nieuwe afkolfset die kan helpen om het kolven op jouw afdeling te optimaliseren doordat hij:

- voor een meer comfortabele<sup>1,2</sup> en efficiënte<sup>1</sup> melkverwijdering zorgt
- de kans dat kwetsbare baby's exclusief borstvoeding krijgen vergroot
- voor meer gestroomlijnde processen zorgt, dankzij het gebruiks- en onderhoudsvriendelijke ontwerp<sup>3</sup>
- de melkvolumes vergroot<sup>2</sup>, wat ertoe kan bijdragen dat jouw ziekenhuis minder op donormelk en kunstvoeding moet terugvallen

Verpleegkundigen hebben minder tijd nodig om moeders te tonen hoe ze de afkolfset moeten gebruiken, waardoor er tijd vrijkomt voor andere taken

## PersonalFit™ PLUS: De nieuwe standaard in afkolfsets

Ontwikkeld door wetenschappers, getest door moeders, beproefd in ziekenhuizen<sup>1-3</sup>

Dankzij de flenshoek van 105° is de tepel altijd optimaal geplaatst, terwijl het borstweefsel zo min mogelijk wordt samengedrukt.<sup>4</sup>

Het ovale borstschild kan worden gedraaid, zodat het gemakkelijker aan verschillende borstvormen aan te passen is.

Aanbod van verschillende schachtmaten helpt om het borstschild optimaal te laten aansluiten.

Dankzij de geïntegreerde overloopbeveiliging kan de moeder een comfortabele houding vinden voor een ontspannen kolfveraring.

De connector heeft een scharnierend deel voor een eenvoudige montage.

PersonalFit™ PLUS afkolfsets kunnen worden gecombineerd met opvangflessen voor moedermelk van Medela: kies gewoonweg de benodigde maat.



### Herbruikbare afkolfset voor ziekenhuizen

Product voor meerdere gebruikers dat opnieuw voor gebruik kan worden klaargemaakt.



### Disposable afkolfset voor ziekenhuizen

Verkrijgbaar in steriele en Ready-to-Use versies. Beide kunnen meteen na het uitpakken worden gebruikt.



**PersonalFit™ PLUS werkt in combinatie met de Symphony® borstkolf. Samen vormen ze een volwaardig systeem voor optimaal kolven, waardoor er meer melk beschikbaar is wanneer dit het meest nodig is.**

#### Literatuur

**1** Prime D. K. et al. Influence of a newly designed breast shield on the dynamics of milk removal: A randomised controlled trial [poster]. 6th Academy of Breastfeeding Medicine Europe Conference, 18-20 May 2018, Rotterdam, Netherlands; 2018. **2** Clinical study, PersonalFit™ PLUS compared to PersonalFit™ in the home setting, data on file (NCT02492139). 2016. **3** Clinical study, PersonalFit™ PLUS compared to PersonalFit™ in the hospital setting, data on file (NCT02496429). 2015. **4** Schlienger A et al. Optimisation of breastshield shape with the aim of improving breast expression (P-25); Abstracts from the 18th International Society for Research in Human Milk and Lactation Conference. Breastfeed Med. 2016; 11(2):A28-A29.

**Ontdek wat PersonalFit™ PLUS voor de volgende generatie kan betekenen. Ga naar [medela.nl/pfp](http://medela.nl/pfp), [medela.be/pfp](http://medela.be/pfp) of neem contact op met je Medela vertegenwoordiger**