

Hoe PersonalFit™ PLUS voor Symphony® ziekenhuisprocessen stroomlijnt

Tijd besparen op drukke afdelingen

Tijd is kostbaar voor zowel professionele zorgverleners als moeders, vooral in drukke ziekenhuizen. PersonalFit™ PLUS is ontworpen om zo gemakkelijk mogelijk in elkaar te zetten, te gebruiken en te reinigen en

daardoor tijd vrij te maken voor wat het belangrijkste is: het welzijn van moeder en baby. Bovendien verkrijgt PersonalFit™ PLUS aantoonbaar meer melk in dezelfde tijd in vergelijking met standaard afkolfsets.¹

Na **15** minuten afkolven: **11%** meer melk



Meer tijd



meer zorg

Snel en gemakkelijk te gebruiken en opnieuw klaar te maken voor gebruik

Alle PersonalFit™ PLUS afkolfsets hebben dezelfde tijdsbesparende kenmerken:

Kleiner aantal grotere onderdelen




Eenvoudiger ontwerp dan standaard afkolfsets voor een gemakkelijker hantering.²

Intuïtief in elkaar te zetten



- Sluit borstschild aan.
- Bevestig slang.
- Schroef fies vast.

Eén-klik-connector




Het membraan dat zorgt voor de overloopbeveiliging past eenvoudig op de connector.

Bovendien kunnen disposable PersonalFit™ PLUS afkolfsets rechtstreeks uit de verpakking worden gebruikt, terwijl herbruikbare versies gemakkelijk opnieuw kunnen worden klaargemaakt.

Getest en bewezen in ziekenhuizen

Professionele zorgverleners hebben in klinisch onderzoek moeders geobserveerd terwijl zij de PersonalFit™ PLUS afkolfsset gebruikten en hun reinigingservaringen beoordeeld. Ze beoordeelden ook de algehele bruikbaarheid. De resultaten lieten een statistisch significante verbetering zien:²

Score



■ Standaard afkolfsset ■ PersonalFit™ PLUS *Duidt op statistisch significante resultaten (p<0,05)

Bekijk de PersonalFit™ PLUS reeks op medela.nl/pfp, medela.be/pfp en vind meer informatie op medela.nl/trainingsmateriaal, medela.be/trainingsmateriaal

Literatuur 1 Prime DK et al. 6th ABM Europe Conference, Rotterdam, NL; 2018. 2 Clinical study. (NCT02496429). 2015.